


Kvalitetsudstyr til dig og dit laboratorium

Nyhed fra Sarstedt - 100 µl Low Profile strips og plader til PCR

Low Profile PCR-strips og -plader er en del af Sarstedts PCR-certificerede serie, Multiply®. Low Profile strips og plader giver mulighed for at arbejde mere præcist, da der kan anvendes et mindre reagensvolumen, og luftvoluminen over væsken er lille, hvorved gasdannelse ved opvarmning begrænses.



Nyhed

Sarstedt Low Profile strips og plader er PCR Performance Tested (DNA-/DNase-/RNase-/PCR inhibitor-fri) og fås i transparent eller hvid udgave. Den hvide udgave anvendes til qPCR for maksimal refleksion af fluorescens og minimering af falsk positive resultater. Find udførlig kompatibilitetstabel på sarstedt.com/service



NYHED Sarstedt 0,1 ml Multiply®-µStrip Pro, Low Profile

8-strips PCR-rør med volumen på kun 100 µl. Der medfølger separat strip med låg. Low Profile strips er særligt udviklet til Fast PCR Thermocyclers.

Varenummer	Farve	µl	Antal brønde	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.982.002	Transparent	100	8	1.250	4,80 kr.
72.982.092	Hvid	100	8	1.250	5,16 kr.

NYHED Sarstedt Multiply® PCR-plader, Low Profile

PCR-plade med 96 brønde og volumen på kun 100 µl. Uden skørt.

Varenummer	Farve	µl	Antal brønde	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.1977.202	Transparent	100	96	100	18,00 kr.
72.1977.232	Hvid	100	96	100	21,44 kr.

NYHED
kun 100 µl



LabDays Copenhagen 12.-13. september 2018

Besøg Hounisen på stand nr. 142 i Øksnehallen i København den 12.-13. september 2018. Se alle de spændende nyheder, få svar på dine spørgsmål og deltag i lodtrækningen om gode præmier.

Vi ses til LabDays Copenhagen 2018

Find os på stand
nr. 142

avis Messeavis



Sarstedt centrifugerør med spids bund

Sterile centrifugerør fremstillet i polypropylen med graduering og skrivefelt. Monteret med rødt skruelåg i HD-PE. Rørene kan centrifugeres ved 15.500 x g.

- ✓ Steril, DNA-/DNase-/RNase-fri, pyrogen-/endotoksinfri, ikke-cytotoksisk
- ✓ IVD- og CE-mærket

Varenummer	ml	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
62.547.254	50	300	0,90 kr.
62.554.502	15	500	0,82 kr.



Vidste du?

Sarstedt kan producere rør med logo? Ring 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com for at høre mere. Bestillingsmængden er lavere, end du tror!

VI LØSER ALT I TRÅDVARER

Hounisen har egen produktion af trådvarer, hvilket udover vores standardsortiment af kurve og stativer giver mulighed for både fleksible og individuelle løsninger. Trådvarer kan bestilles i flere forskellige farver og designs. Spørg os, hvis du skal bruge noget helt specielt - så laver vi det.



Trådstativer


Trådstativer belagt med hvid polyethylen. Kan bestilles i flere størrelser.

Varenummer	Inddeling huller	Ø mm	H mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
2065.1330	3 x 4	13	50	10	128,28 kr.
2065.0335	3 x 4	18	60	10	129,43 kr.
2066.1024	2 x 4	31	70	10	117,87 kr.

Affaldsstativ

Skråt bordaffaldsstativ belagt med hvid polyethylen. En pladsbesparende løsning til enhver arbejdsplads. Affaldsstativet passer til 20 x 30 cm affaldsposer, der fås i en almindelig og autoklaverbar udgave.

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse cm	Æskestr. stk.	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
2064.8080	Affaldsstativ	-	-	1	134,00 kr.
1680.0200	Plastposer	30 x 20	100	1.000	0,45 kr.
86.1197	Autoklaveposer	30 x 20	100	1.000	0,52 kr.



Giv dine celler nyt liv - komplet program til celledyrkning fra Sarstedt



Sarstedt har udviklet et komplet program til celledyrkning med fokus på optimalt design og brugsfunktionalitet. Celledyrkningsflaskerne, -pladerne og -skålene er fremstillet i optisk ren polystyren og bærer kvalitetsstemplet TC Tested, der er din garanti for sterile produkter uden pyrogener eller cytotoxicitet.

Celledyrkningsprogrammet indeholder 3 forskellige dyrkningsflader med individuel farvekode, der giver dine celler de absolut bedste vækstbetingelser. Farvekoderne går igen på tværs af produkterne for optimal genkendelighed.

Sarstedt celledyrkningsflasker

Stabelbare celledyrkningsflasker for større vækstflade. Rødt Quick-Release låg, skrivefelt og vinklet hals. Kan bestilles med og uden ventilation.

Varenummer	Vækstareal cm ²	Ventilation +/-	Vedhæftning*	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
83.3910	25	-	● Standard	300	2,79 kr.
83.3911	75	-	● Standard	100	4,62 kr.
83.3912	175	-	● Standard	40	11,25 kr.

* Fås i tre vedhæftningsvarianter: ● ● ●

● Standard vedhæftning

Er den mest anvendte vækstflade, der passer til de fleste adherente cellyper.

● Vedhæftning +

Er ideel til mere krævende cellyper med ringe vedhæftningsevne.

● Ingen vedhæftning:

Er særlig velegnet til suspensions- og hybridomaceller, eller når cellerne ikke skal hæfte.



- ✓ Steril iht. ISO 11137
- ✓ Pyrogen- og endotoksinfri
- ✓ Ikke-cytotoksisk iht. ISO 10993
- ✓ DNA-/DNase-/RNase-fri

Sarstedt celledyrkningsplader

Celledyrkningsplader med enkeltstøbte brønde med antikondensringe. Alfanumerisk kodet.



Varenummer	Antal brønde	Vækstareal pr. brønd cm ²	Vedhæftning*	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
83.3920	6	8,87	● Standard	50	9,23 kr.
83.3921	12	3,65	● Standard	50	9,04 kr.
83.3922	24	1,82	● Standard	50	9,29 kr.
83.3923	48	0,50	● Standard	50	9,04 kr.
83.3924	96	0,20	● Standard	50	8,22 kr.

* Fås i tre vedhæftningsvarianter: ● ● ●

Sarstedt celledyrkningsskåle

Celledyrkningsskåle i flere størrelser forsynet med ribbet SUREGrip-kant, der sikrer et godt greb. Celledyrkningsskåle med Standard vedhæftning fås med eller uden gitter til celledælling.

Varenummer	Ø mm	Vækstareal cm ²	Vedhæftning*	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
83.3900	35	8	● Standard	500	1,64 kr.
83.3901	60	21	● Standard	500	1,49 kr.
83.3902	100	58	● Standard	300	1,91 kr.
83.3903	150	152	● Standard	100	5,61 kr.

* Fås i tre vedhæftningsvarianter: ● ● ●



Sterile,
ikke-cytotoksiske
samt pyrogen- og
endotoksinfrie

PCA:

Polyolefinplast med lav autofluorescens og høj kemisk resistens til farvereagenser.

lumox® folie:

Optisk klar, gas-permeabel lumox® film (50 µm) til fluorescensbaserede analyser. Ingen autofluorescens og høj transparens.

Glas:

Optisk klar glas med høj kemisk resistens til fikseringsmidler og farvereagenser. Ingen autofluorescens.

Dækglas:

Dækglas (170 µm) med lav autofluorescens og høj kemisk resistens.



Sarstedt x-well® celledyrkningskamre


Sterile celledyrkningskamre med 1, 2, 4 eller 8 brønde, pakket á 6 stk. Kamrene er fremstillet af polystyren og fås med bund i 4 forskellige materialer. Har du brug for andre størrelser eller materialer, end du finder i skemaet her, så kontakt Hounisen på 86 21 08 00 eller salg@hounisen.com

Varenummer	Antal brønde*	Overflademateriale	Vækstoverflade cm ²	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
94.6140.402	4	PCA	1,9	96	69,87 kr.
94.6140.802	8	PCA	0,8	96	71,12 kr.
94.6170.802	8	Glas	0,8	96	55,20 kr.
94.6190.802	8	Dækglas	0,8	96	88,00 kr.
94.6150.801	8	lumox®	0,8	96	86,90 kr.

*Fås med 1, 2, 4 og 8 brønde

Køb 1 karton
STERILANCE Flex
blodlancetter
og få en gratis æske
desinfektionsservietter
med i købet

Varenummer 1380.1000



VITREX STERILANCE Flex - Justerbare sterile blodlancetter med sikkerhedsmekanisme

Varenummer	Størrelse G	Stikdybde mm	Farve	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0211.3998	28	1,2 / 1,8 / 2,4	Rød	1.000	1,50 kr.
0211.3999	26	1,2 / 1,8 / 2,4	Blå	1.000	1,50 kr.

Sterile blodlancetter med indbygget sikkerhedsmekanisme, der minimerer risikoen for stikskader. Nålen er forsvarligt afskærmet bag beskyttelseshætten både før og efter brug. Stikdybden kan justeres til 1,2 mm, 1,8 mm og 2,4 mm. 100 stk. pr. pakke.

S Messeavis Me

Sarstedt CryoPure cryorør

Sterile cryorør med QuickSeal-skruelåg, stjernebund, graduering og skrivefelt. Rørene er fremstillet i polypropylen og skruelågene i HD-PE.

De fås med udvendigt eller indvendigt gevind - begge lågtyper har O-ring.

Cryorørene fås i størrelser fra 1,2-5 ml og kan fryses ned til -196 °C. Gør prøvekodningen let og overskuelig med 5 forskellige farver skruelåg og 5 forskellige farveknapper - i alt 25 farvekombinationer.

Sarstedt cryorør lever op til de højeste standarder:

- ✓ Steril iht. DIN EN ISO 11137
- ✓ Pyrogenfrit baseret på LAL test (FDA-standard)
- ✓ Ikke-cytotoksisk iht. DIN EN ISO 10993
- ✓ Mutagenfrit baseret på Ames Test II
- ✓ IVD- og CE-mærket



Varenummer	ml	Gevind	Låg-farve	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
72.377	1,2/1,0	Udvendig	Hvid	2.000	1,22 kr.
72.379	2,0/1,8	Udvendig	Hvid	2.000	1,16 kr.
72.383	5,0/4,5	Udvendig	Hvid	1.000	1,44 kr.
72.380	2,0/1,6	Indvendig	Hvid	2.000	1,24 kr.
65.386	-	Farveknapp	Hvid*	3.000	0,43 kr.

*Fås også i grøn, gul, lilla og rød


SARSTEDT MÅLEPIPETTER MED VATPROP

Gammasteriliserede målepipetter med vatprop, graduering og internationale farvekoder.

Målepipetterne er fremstillet i polystyren og pakket enkeltvis i antistatisk foliepakning.

Sterilcertifikater kan bestilles for optimal sporbarhed.

- ✓ Steril, pyrogen-/endotoksinfri, samt ikke-cytotoksisk



Go' pris



Varenummer	ml	Graduering ml	Farvekode	Pakning	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
86.1251.001	1	1/100	Gul	Enkeltpakket	1.000	0,49 kr.
86.1252.001	2	1/100	Grøn	Enkeltpakket	1.000	0,53 kr.
86.1253.001	5	1/10	Blå	Enkeltpakket	500	0,72 kr.
86.1254.001	10	1/10	Orange	Enkeltpakket	500	0,83 kr.
86.1685.001	25	2/10	Rød	Enkeltpakket	200	1,38 kr.
86.1256.001	50	1/2	Violet	Enkeltpakket	90	4,20 kr.

avis Messeavis



Sarstedt pipettespidser

Pipettespidser fremstillet i polypropylen, der kan autoklaveres ved 121 °C. Sarstedt pipettespidser fås med renhedscertifikatet Biosphere® plus, der er din garanti for, at spidserne er produceret under sterile, kontamineringsfrie forhold (steril/DNA-/DNase-/RNase-/PCR inhibitor-/ATP-/pyrogen-/endotoksin-fri).



Varenummer	µl	Certifikat	Farve	Pakkestr. stk.	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
70.1130	10	-	Neutral	1.000/pose	10.000	0,16 kr.
70.760.002	200	-	Gul	500/pose	10.000	0,07 kr.
70.762	1.000	-	Blå	250/pose	5.000	0,07 kr.
70.1130.210	10	Biosphere® plus med filter	Neutral	96/rack	1.920	0,39 kr.
70.760.211	200	Biosphere® plus med filter	Neutral	96/rack	1.920	0,39 kr.
70.762.211	1.000	Biosphere® plus med filter	Blå	100/rack	1.000	0,41 kr.




Sarstedt pipettespidser passer til en lang række af pipetter, her kan nævnes Finn pipette™, Eppendorf®, Biohit-Sartorius, Gilson® m.fl. Find Sarstedts online kompatibilitetstabel på hounisen.com/pipettespidser



NYHED Sarstedt IsoFreeze® MCT Rack

Kølerack til mikrorør med farveskift ved 7 °C fra lilla til pink. Kan holde temperaturen på 4 °C i op til 3 timer ved stuetemperatur. Transparent låg medfølger.

Varenummer	Antal huller	Farveskift / Temperatur	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton	Pris pr. stk. v/ 5 kartoner
95.983	24	Lilla-pink / 7 °C	1	468,00 kr.	390,00 kr.
95.984	96	Lilla-pink / 7 °C	2	249,00 kr.	-



Nyhed

Sarstedt kanyleboks

Multi-Safe kanyleboks fra Sarstedt, fremstillet i slagfast polypropylen. Stor og rummelig med plads op til 11 l. Den runde boks står stabilt og kan med fordel anvendes som affaldsspand.

Varenummer	Volumen / Maks. volumen l	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
77.3898.011	11 / 9,35	10	26,50 kr.

Rummelig og praktisk





DURAN® Super Duty

DURAN® Super Duty serien er fremstillet i Borosilikatglas 3.3 og designet til at være ekstra brudsikker. Glassene er med en forstærket rand og ekstra tykke glasvægge, der sikrer en øget mekanisk styrke og modstandsevne overfor de fleste kemiske stoffer under opvarmning og længere opbevaring. Glassene er med letlæselig påtrykt gradueringskala for præcise målinger i overensstemmelse med ISO 4788. Unik sporingskode. Tåler autoklavering.

Forstærket
rand og
glasvæg



NYHED DURAN® Super Duty målecylindre

DURAN® Super Duty målecylindre i lav form med sekskantet fod, klasse B. Fås i størrelser fra 100-1.000 ml.

Ring 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com for at bestille.



DURAN® Super Duty bægerglas

DURAN® Super Duty bægerglas med tud fremstillet i Borosilikatglas 3.3, der tåler autoklavering ved 121 °C. Bægerglassene kan bestilles i lav eller høj form.

✓ Type 1 glas / USP, EP og JP standard

Varenummer	ml	H mm	Ø mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0261.0250	250	95	70	10	39,45 kr.
0261.0600	600	125	90	10	60,61 kr.
0261.1000	1.000	145	105	10	95,78 kr.

DURAN® skruelåg med hul og gummiprop

Røde DURAN® GL 45-skruelåg med 34 mm hul, der kan steriliseres ved maks. 200 °C. Leveres med løse PTFE-pakninger, der tåler autoklavering op til 180 °C. Hælderige bestilles separat.

DURAN® GL 45-prop fremstillet i højkvalitets bromobutylgummi, der sikrer lav luft-, gas- og fugtpermeabilitet. Det elastiske bromobutylgummi sikrer en effektiv forsegling efter penetrering med kanyle, der sikkert kan foretages i nummererede markører i proppens overflade. Kan autoklaveres.

Passer til DURAN® GL 45-skruelåg med 34 mm hul.

Varenummer	Beskrivelse	Gevind	Ø mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0710.1845	Skruelåg	GL 45	34	10	27,29 kr.
0710.3045	Gummiprop	GL 45	34	10	15,12 kr.



Nyhed




1



2



3



4



5



6



7



8



9



Spar
lige nu

op til -20 % på
småapparatur:

1 stk. - 10 %

2 stk. - 15 %

3 stk. - 20 %

	Varenummer	Beskrivelse	Pris pr. stk.
1	1592.0250	Sarmix® GM 1 blodvender til 0,5-50 ml rør. Vippevinkel: $\pm 20^\circ$. Hastighed: 24 RPM. Inkl. skridtsikker gummimåtte. CE-mærket.	2.652,00 kr.
2	1592.0600	Rotamix INTELLI-Mixer™ RM-2 L , kombineret rotor, vortex-mikser og blotter. Hastighed: 1-99 RPM. Holder til 0,5-50 ml rør bestilles separat.	4.400,00 kr.
3	1592.0100	SM 1 Universalmikser med plads op til 11 rør. Vippevinkel: $\pm 30^\circ$. Hastighed: 14 RPM. CE-mærket.	4.702,53 kr.
4	0301.8000	Sprout® minicentrifuge inkl. rotorhoveder til rør i flere størrelser: 6 x 1,5/2,0 ml / 16 x 0,2 ml (eller 2 x 8-strips). Hastighed: 6000 RPM. CE-mærket.	1.206,88 kr.
5	1582.1037	V-3 Vortex-mikser med universaladapter til alle rørtyper fra 0,5-50 ml. Touch eller hands-free program. Hastighed: 50-4000 RPM.	1.290,00 kr.
6	1585.1000	MiniMix blodvender med justerbar vippehastighed. Vippevinkel: $\pm 35^\circ$. Hastighed: 0-20 RPM. Let at transportere.	2.677,50 kr.
7	1648.0090	RF3000 komplet pipettesugersæt til pipetter i glas eller plast (1-100 ml). Inkl. holder, adapter, ladeaggregat og genopladeligt batteri. CE-mærket.	1.569,98 kr.
8	1584.TW202	Vandbad med digital termostat og cirkulationspumpe . Rustfrit stålkar, volumen: 8,5 liter. Temperaturområde: $+3-100^\circ\text{C}$, $\pm 0,1^\circ\text{C}$ nøjagtighed.	5.795,00 kr.
9	0015.0001	PCB KERN® digital vægt med mulighed for indstilling af forskellige vejeenheder, bl.a. g/m eller g/m ² , PRE-TARE funktion og tydeligt display. Op til 3.500 g med 0,01 g præcision.	1.995,00 kr.



COM-TeX® latex- og nitrilhandsker

Engangshandsker i nitril eller latex. Nitril er et godt alternativ til latexhandsker, idet de har gode barriereegenskaber og ikke indeholder latexfibre. Latex er meget elastisk og velegnet til arbejdsituationer, hvor der kræves optimal fingerføling. 100 stk. i dispenserboks. AQL 1,5.

- ✓ DIN EN 455-certificeret. CE-mærket

Varenummer	Materiale	Størrelse	Kartonstr. (100 stk./æske)	Pris pr. æske v/ karton
0860.2083	Latex	S	10 æsker	39,75 kr.
0860.2084	Latex	M	10 æsker	39,75 kr.
0860.2085	Latex	L	10 æsker	39,75 kr.
0860.4063	Nitril	S	10 æsker	29,95 kr.
0860.4064	Nitril	M	10 æsker	29,95 kr.
0860.4065	Nitril	L	10 æsker	29,95 kr.

NYHED Handskeholder

Hæng dine handsker op på væggen med denne handskeholder i hvid epoxy-coated tråd. Der er plads til tre æsker og påfyldning sker praktisk fra siden, efterhånden som handskerne bruges. Tilføj dine egne mærkater med størrelse eller navn. Passer til de fleste handskeæsker.

Varenummer	Beskrivelse	Passer til æskestr. L x B x H mm	Pris pr. stk.
0860.0006	Handskeholder, plads til 3 æsker	230 x 90 x 140	325,00 kr.



Tilbud

Kitler


Hvide unisex laboratoriekitler med revers- eller kinakrave og lange ærmer. Kitlerne er i kraftig kvalitet med 3 store lommer. Mulighed for bestilling af kitler med eget logo.

Varenummer	Størrelse	Kravetype	Materiale	Pris pr. stk.	Pris pr. stk. v/ 10 stk.
1108.9003	M*	Reverskrave	100 % bomuld	280,00 kr.	245,00 kr.
1108.9013	M*	Reverskrave	65 % polyester / 35 % bomuld	280,00 kr.	245,00 kr.
1108.9023	M*	Kinakrave	100 % bomuld	280,00 kr.	245,00 kr.

* Fås også i størrelserne L og XL

UN-X godkendte Kautex® HD-PE-dunke

Kautex® 308/310 dunke og Kautex® 353 Jerrycans med hank, fremstillet i HD-PE. Dunkene er UN X-godkendte (UN 3H1/X1.9/250) til kemikaliehåndtering og er særligt velegnede til opbevaring af farlige stoffer, fx stærke syrer.



	Varenummer	Beskrivelse	Volumen	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1	0659.1000	Kautex® 308/310 dunk	1 liter	64	19,79 kr.
2	0659.5000	Kautex® 353 dunk, Jerrycan	5 liter	16	29,21 kr.
3	0657.6100	Kautex® 353 dunk, Jerrycan	10 liter	10	55,91 kr.
4	0659.1001	Skruelåg, sort	Passer til 1 liter	64	6,91 kr.
5	0659.5001	Skruelåg, sort	Passer til 5 og 10 liter	16	2,68 kr.
6	0657.6105	Skruelåg, rød	Passer til 5 og 10 liter	10	7,76 kr.



Favorit

Parafilm® forseglingsfilm og dispenser

Vandtæt, fleksibel og gaspermeabel forseglingsfilm, der bl.a. er velegnet til forsegling af petriskåle.

Varenummer	Beskrivelse	B mm x L m	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
1674.0050	Parafilm®	50 x 75	12	191,29 kr.
1674.0100	Parafilm®	100 x 38	12	155,04 kr.
1674.1001	Dispenser	-	1	244,13 kr.
1674.1005	Ekstra blade til dispenser	-	5	39,37 kr.



Nyhed



NYHED Microbac® desinfektionsservietter

Desinfektionsservietter til hurtig overfladedesinfektion samt til alkoholfølsomt udstyr. Hurtig effekt efter påførsel. Leveres i genlukkelig pakke, der gør det let at dispensere de enkelte servietter. Desinfektionsservietterne fås i ekstra stor størrelse med bredt virkningsspektrum. Polymavirus, Rotavirus, Norovirus, baktericid/levurozid samt begrænset viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). Holdbarhed op til 3 måneder efter åbning.

✓ Alkohol- og aldehydfri. Farvestof- og parfumefri

Varenummer	Beskrivelse	Servietstr. cm	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
1108.0038	Microbac® desinfektionsservietter	18 x 20	80	0,61 kr.
1108.0037	Microbac® XXL desinfektionsservietter	38 x 25	40	1,41 kr.

Bestil
InstaBAG®
Ring 86 21 08 00
eller skriv til
salg@hounisen.com



Nyhed

NYHED InstaBAG® til Stomacher®

InstaBAG® er en klar-til-brug filterpose med fordoseret dehydreret peptonvand - afvej blot din prøve og tilsæt sterilt vand. Mediekomponenterne er pakket i en lille filterpose for reduktion af støv. InstaBAG® fås til 90 ml og 225 ml færdigt medie.

✓ ISO 11133/6887/21528-1/11290-2/7218, FDA BAM



Det er enkelt



Homogeniseringsposer til Stomacher®

Sterile homogeniseringsposer med og uden filter til mikrobiologisk analyse.

✓ ISO 7218/6887-1, FDA BAM

BagPage® + med fuld filter:

Mikro-perforeret filter, der tilbageholder selv små partikler. Ideel til blendning og filtrering af ost, pastry, mel, dej, chokolade etc.

BagFilter® P og S med kvart sidefilter:

Non-woven sidefilter med et ekstra stærkt, coated Multilayer®.

BagFilter® P 400 er velegnet til pipettering.
BagFilter® S 400 er velegnet til at hælde af.

BagLight® Polysilk® uden filter:

En ekstra stærk pose fremstillet i PolySilk®, der er fleksibel og transparent, og som kan fryses ned til -80 °C.

Varenummer	Varenavn	ml	L x B mm	Pakkestr. stk.	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
28.122.025	BagPage® + 400	400	300 x 190	25	500	3,25 kr.
28.111.425	BagFilter® P 400	400	300 x 190	25	500	2,50 kr.
28.112.425	BagFilter® S 400	400	300 x 190	25	500	4,00 kr.
28.132.025	BagLight® 400 PolySilk®	400	300 x 175	25	500	0,60 kr.
28.133.025	BagLight® 3500 PolySilk®	3.500	510 x 380	25	500	2,76 kr.
28.140.010	RollBag®	1.300	175 x 290	500	500	2,52 kr.

BESTIL PÅ HOUNISEN.COM

Besøg Hounisens webshop - nu med endnu flere fordele til dig

- ✓ Personlige priser
- ✓ Se ordrehistorik
- ✓ Genbestil tidligere ordrer
- ✓ Lav din egen favoritliste

Vi hjælper dig gerne med en hurtig og let konvertering.

Send en vareliste til salg@hounisen.com - så opretter vi en favoritliste til dig med dine foretrukne forbrugsartikler.



NYHED Køb Honeywell kemikalier hos Hounisen

Hounisen har indgået samarbejde med kemikalieproducenten Honeywell, der har mere end 200 års erfaring med kemikalier til laboratoriet. Honeywells sortiment dækker over 8.000 produkter fra Fluka™, Riedel-de Haën™ og Burdick & Jackson™, hvor du kan finde alt fra basis-kemikalier til mere specialiserede blandinger.

Det er med stor glæde, at Hounisen kan tilbyde adgang til Honeywells brede sortiment fra vores lager i Skanderborg, hvor vi har plads til at opbevare dine forudbestilte kemikalier for hurtig levering.

Mød os på stand nr. 142 til LabDays Copenhagen eller kontakt kundeservice på 86 21 08 00, og få et skræddersyet leveringstilbud tilpasset dine behov.



Honeywell
Fluka™

Honeywell
Riedel-de Haën™

Honeywell
Burdick & Jackson™


Mangler du kemikalier eller filtre?
Spørg os!



NYHED Stort udvalg af filtre fra CHMLAB Group

Vi har opgraderet vores udvalg af filtre til laboratorieanalyser, og du kan nu finde et bredt sortiment indenfor papirfiltre, glasfiberfiltre, membranfiltre og sprøjtefiltre fra vores nye samarbejdspartner CHMLAB Group. CHMLAB Group er en familiedrevet virksomhed i Spanien, som har specialiseret sig i adskillelse, filtrering og oprensning.

Mød Hounisen til LabDays Copenhagen på stand nr. 142, og hør om de nye muligheder indenfor filtrering.



Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratoriestyr A/S, der kan læses på hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser

Alle priser er angivet pr. stk., ekskl. moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr.

Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com for at bestille varer.
OBS! Oplys, at det er et messeavistilbud, når du bestiller.

Priserne gælder frem til 31/10 2018, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.



-fordi det er enkelt!