

NYHED HemoCue® HbA1c 501

HemoCue® HbA1c 501 er et fuldautomatisk point-of-care system til måling af HbA1c. Det er ideelt til strømlining af diabeteskontrol i klinikken. Diabetespatienter kan ved samme konsultation få taget HbA1c og samtidig få svaret på prøven, hvorved blodprøvetagning forud for de almindelige diabeteskontroller undgås. Systemet er let at anvende og resultatet vises indenfor 5 minutter. Automatiske funktionstests og indbyggede kalibreringer sikrer et korrekt svar hver gang.

Enkeltstykspakkede alt-i-en testkassetter bestilles separat.

Testkassetterne opbevares ved stuetemperatur i op til 18 måneder.




**Strømlin
diabetes-
kontrollen**



Varenummer	Beskrivelse	Måleområde mmol/mol	Opbevarings-temperatur °C	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
0010.2040	HemoCue® HbA1c 501 instrument	20-130	10-35	1	6.900 kr.
0010.2042	HbA1c 501 testkassetter, daglig kontrol	20-130	2-32	1	114 kr.
0010.2043	HbA1c 501 testkassetter, 1 x 10 stk.	20-130	2-32	10	555 kr.
0010.2044	HbA1c 501 testkassetter, månedlig kontrol, 1 x 6 stk.	20-130	2-32	6	678 kr.

Nyhed

- ✓ Enkel og effektiv testprocedure
- ✓ Pålidelige patientnære resultater
- ✓ Fabrikskalibreret og sporbar til IFCC og NGSP/DCCT
- ✓ Seriel kobling (RS232) til PC eller til LIS/HIS via middleware



Nyhed

NYHED In-Check DIAL inhalator-testenhed

In-Check™ DIAL er et håndholdt måleapparat til enkle inhalator-tests i klinikken. In-Check™ DIAL simulerer modstanden fra inhalatorenheder (MDI- og DPI-kategorier), således at det hurtigt kan identificeres, om patienten har den korrekte inhalator-teknik.

In-Check™ DIAL er let at anvende for både børn og voksne, og anvendes for at sikre bedre lungedeposition og minimere medicinsk spild.

Udskiftelige engangsmundstykker bestilles separat (varenummer 0015.2100). Mundstykkerne minimerer risikoen for krydsinfektion mellem patienter og beskytter enheden fra kontamination.



Varenummer	Beskrivelse	Måleområde l/min.	Nøjagtighed	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
0015.2000	InCheck DIAL G16 inhalator-testenhed	15-120	±10 % eller 10 l/min.	1	521 kr.
0015.2100	Engangsmundstykker m/ ventil, 5 x 20 stk.	-	-	100	550 kr.

- ✓ Kalibreret, klinisk testet og overholder AS/NZS-standarden. CE-0120-mærket. 2 års holdbarhed

NYHED boso medicus exclusive blodtryksapparat

Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat i premiumkvalitet fra BOSCH + SOHN. boso medicus exclusive er med tri-check funktion, der foretager 3 på hinanden efterfølgende målinger og giver et samlet resultat. Hukommelse på op til 90 målinger med dato og klokkeslæt til registrering over længere tid.

Indbygget sensorsystem og indikator til registrering af uregelmæssig puls og/eller hjerterytme.

Blodtryksapparatet er enkelt at anvende og har et ekstra stort og tydeligt display. Standard-velcromanchet (22-42 cm), 4 stk. AA-batterier og opbevaringstaske medfølger.

Mulighed for tilkøb af strømstik (varenummer 0011.0015) og XL-manchet (32-48 cm).

✓ Klinisk valideret af European Society of Hypertension (EHS). CE 0124-, ISO 81060-certificeret

Varenummer	Beskrivelse	Pris pr. stk.
0011.0013	boso medicus exclusive blodtryksapparat	540 kr.
0011.0015	Strømstik t/ boso blodtryksapparat	134 kr.



NYHED

boso medicus uno blodtryksapparat

Elektronisk, fuldautomatisk blodtryksapparat fra BOSCH + SOHN med en justerbar velcromanchet, der passer til de fleste patienter (armbredde 22-32 cm).

XL-velcromanchet bestilles separat (varenummer 0011.0019).

Et simpelt og brugervenligt design med én betjenings-knap gør apparatet velegnet til patientudlevering med henblik på hjemmeblodtryksmålinger.


✓ Certificeret kvalitet, Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga e.V. DHL®



FAVORIT

Varenummer	Beskrivelse	Manchetbredde cm	Pris pr. stk.	Pris pr. stk. v/ 10 stk.
0011.0010	boso medicus uno blodtryksapparat m/ standard-velcromanchet	22-32	362,39 kr.	295,00 kr.
0011.0019	XL-velcromanchet t/ boso medicus uno	32-48	208,00 kr.	175,00 kr.

Køb dit boso blodtryksapparat hos Hounisen inkl. GRATIS kalibrering

- ✓ Køber du et boso blodtryksapparat hos Hounisen, kalibrerer vi GRATIS dit apparat hvert 2. år og sender det retur til dig
- ✓ Ved kalibrering hvert 2. år kan du øge apparatets levetid helt op til 10 år
- ✓ 96 % af alle tyske lægepraksis har købt et blodtryksapparat fra 

Hounisen er autoriseret boso forhandler i Danmark.

Kalibrering af boso apparater, der ikke er købt hos Hounisen, ring for pris.



Sekusept® aktiv rengørings- og desinfektionsmiddel

Aktivt rengørings- og desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre med neutralt eller svagt alkalisk pH-værdi. Sekusept® aktiv er velegnet til både plast- og metalinstrumenter. Effektiv desinfektion mod et bredt spektra af mikroorganismer, inkl. bakteriesporer.

- ✓ Opfylder NIR-anbefalingerne udgivet af Central Enhed for Infektionshygiejne
- ✓ CE-mærket i overensstemmelse med medicinsk direktiv MDD 93/42/EEG

Varenummer	Beskrivelse	Pris pr. stk.
1107.0000	Sekusept® aktiv, 1,5 kg	355 kr.
1107.0001	Sekusept® aktiv, 6 kg	1.397 kr.



Nyhed

NYHED Henstandskar til desinfektion

Henstandskar til desinfektion af instrumenter o.lign. Karret kan rumme op til 4 liter. Leveres med indsats og låg.

Varenummer	Volumen l	Dimensioner mm	Pris pr. stk.
1108.1095	4	345 x 215 x 125	339 kr.

NY WEBSHOP HOUNISEN.COM

Besøg Hounisens nye webshop - nu med endnu flere fordele til dig

- ✓ Personlige priser
- ✓ Se ordrehistorik
- ✓ Genbestil tidligere ordrer
- ✓ Lav din egen favoritliste

Vi hjælper dig gerne med en hurtig og let konvertering.

Send en vareliste til salg@hounisen.com - så opretter vi en favoritliste til dig med dine foretrukne forbrugsartikler.



Det er enkelt

NYHED Purell® hånddesinfektionsgel og clips

Hånddesinfektionsgel med lotion med exceptionel antibakteriel effekt. Bakteriedræbende i henhold til EN 1500 (hånddesinficerende), EN 12791 (kirurgisk gel), og EN 14476 (virucid). Uparfumeret, uden farve.

Desinfektionsgelen kan anvendes sammen med praktisk bælteclips med elastik til lommekanten. Bælteclips bestilles separat.



Varenummer	Varenavn	ml	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1107.2060	Purell® hånddesinfektionsgel, 60 ml	60	24	11,00 kr.
1107.2060C	Bælteclips t/ Purell® hånddesinfektionsgel	-	24	7,95 kr.


Desinfektionsservietter 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin

Alkoholswabs med 82 % ethanol og 0,5 % klorhexidin til desinfektion af hud og andre overflader. Hver enkelt serviet er fortrykt med lotnummer og udløbsdato. Servietterne måler 30 x 60 mm. 5 års holdbarhed. 100 stk. pr. æske.

Varenummer	Beskrivelse	Æskestr. servietter stk.	Pris pr. æske
1380.1000	82 % ethanol, 0,5 % klorhexidin	100	5 kr.



Statens Serum Institut anbefaler i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer 70-85 % ethanol med 0,5 % klorhexidin til huddesinfektion.



Aldrig set billigere



Go' pris



Nyhed

NYHED Microbac® desinfektionsservietter

Desinfektionsservietter til hurtig desinfektion af medicinsk udstyr og andre overflader. Hurtig effekt efter påførsel. Leveres i genlukkelig pakke, der gør det let at dispensere de enkelte servietter. Desinfektionsservietterne fås i ekstra stor størrelse med bredt virkningsspektrum: Polyomavirus, Rotavirus, Norovirus, baktericid/levurozid samt begrænset viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV). Holdbarhed op til 3 måneder efter åbning.

✓ Alkohol- og aldehydfr. Farvestof- og parfumefri

Varenummer	Beskrivelse	Servietstr. cm	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
1108.0038	Microbac® desinfektionsservietter	18 x 20	80	49,00 kr.
1108.0037	Microbac® XXL desinfektionsservietter	38 x 25	40	56,40 kr.

Amilin® H6 folie og poser til tørsterilisation

Folie og poser til tørsterilisation med varme, stråle eller i autoklave. Folien og poserne er varme- og kemikalieresistente og tåler temperaturer fra -40 °C til +160 °C eller op til +180 °C i 2 timer. De anvendes i tørsterilisationsovne sammen med tørsterilisationstape og kontrolindikator.

✓ ISO R1183D-, ASTM D789-, DIN 53122- og DIN 53380-certificeret

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse B x L	Tykkelse µm	Kartonstr.	Pris pr. stk. v/ karton
2700.0100	Folie	100 mm x 200 m	30	1 x rulle	269,00 kr.
2700.0175	Folie	175 mm x 200 m	30	1 x rulle	452,00 kr.
2701.1045	Pose	100 mm x 450 mm	30	1.000 stk.	1,28 kr.
2701.1845	Pose	175 mm x 450 mm	30	1.000 stk.	1,68 kr.



Skån hænderne, og spar tid ved brug af de færdigklippede tørsterilisationsposer, der er svejset sammen i bunden og klar til brug.

Sommerfugle med multiadapter

Sterile sommerfugle med almindelig kanyle eller sikkerhedskanyle, sidstnævnte reducerer risikoen for stikskader. Sommerfuglene leveres komplet med multiadapter til brug sammen med Luer-systemer (fx katetre, blodprøvetagningsæt m.v.). Adapteren er med sikkerhedsgevind og passer til blodprøvetagningsrør (vakuurrør) op til 9 ml og med \varnothing op til 16 mm. Individuelt indpakkede.

✓ Produceret i Tyskland efter EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 og AC:2009

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Farve	L mm	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
1410.4200	Almindelig	20 G x $\frac{3}{4}$ "	Gul	240	50	3,95 kr.
1410.4251	Almindelig	21 G x $\frac{3}{4}$ "	Grøn	240	50	3,95 kr.
1410.4255	Almindelig	21 G x $\frac{3}{4}$ "	Grøn	120	50	3,95 kr.
1411.4202	Safety	20 G x $\frac{3}{4}$ "	Gul	240	50	5,17 kr.
1411.4252	Safety	21 G x $\frac{3}{4}$ "	Grøn	240	50	5,17 kr.
1411.4260	Safety	21 G x $\frac{3}{4}$ "	Grøn	120	50	5,17 kr.



Derfor skal du vælge en sommerfugl

- ✓ Let at anlægge - velegnet til vanskelige og skrøbelige vener
- ✓ God ergonomi - undgå vrid og skruebevægelser
- ✓ Skånsom for patienten - giver større bevægelsesfrihed
- ✓ Hygiejnisk korrekt og enkel - let at bortskaffe

Blodprøvetagningskanyler med multiadapter

Sterile blodprøvetagningskanyler med multiadapter til brug sammen med Luer-systemer (fx katetre, blodprøvetagningsæt m.v.). Fås med almindelig eller sikkerhedskanyle.

Adapteren er med sikkerhedsgevind og passer til blodprøvetagningsrør (vakuurrør) op til 9 ml og med \varnothing op til 16 mm. Individuelt indpakkede.

✓ Produceret i Tyskland efter EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 og AC:2009



Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Farve	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
1410.4000	Almindelig	20 G x $1\frac{1}{2}$ "	Gul	100	1,25 kr.
1410.4025	Almindelig	21 G x $1\frac{1}{2}$ "	Grøn	100	1,25 kr.
1410.4030	Safety	21 G x $1\frac{1}{2}$ "	Grøn	100	1,60 kr.



Gratis Hounisen-stasebånd ved køb af kanyler

Køber du 500 stk. kanyler eller sommerfugle, får du et genanvendeligt Hounisen-stasebånd (varenummer 1923.0925) GRATIS med i købet.





Sarstedt kanylebokse

Runde, sikkerhedsgodkendte Multi-Safe twin universalkanylebokse med flere aftræksmuligheder i det brede låg, fx til luer-kanyler. Kanyleboksene er fremstillet i polypropylen og fås i størrelser fra 0,7-5,0 l. Multi-Safe twin 5000 er det perfekte valg til lange genstande (varenummer 77.3894.050).

✓ Godkendt iht. TRBA 250, AFNOR, UN og DIN EN ISO 23907

Varenummer	Beskrivelse	Volumen l	H x Ø låg x Ø bund mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
77.3894.018	Multi-Safe twin 1800	1,8	162 x 143 x 112	100	7,20 kr.
77.3994.021	Multi-Safe twin 2100	2,1	186 x 143 x 112	100	6,85 kr.
77.3894.050	Multi-Safe twin 5000 m/ gevind	5,0	425 x 143 x 112	45	20,35 kr.

WiduMed Strep A-test

Quick-test til bestemmelse af gruppe A streptokok-antigen. Vælg mellem teststrimler eller kassetter. Ekstraktionsrør, -reagens samt sterile vatpinde medfølger.

✓ Klinisk valideret, certificeret og løbende kontrolleret i henhold til DIN EN ISO 13485:2003

Varenummer	Type	Kartonstr.	Pris pr. test v/ karton
0010.0202	Teststrimler	20 tests	8,25 kr.
0010.0203	Kassetter	20 tests	9,80 kr.



Graviditetstest fra WiduMed

Graviditetstest i strimler eller kassetter til kvalitativ hCG-bestemmelse i urin. Følsomhed 20 IU/ml. Teststrimlerne aflæses efter 5 minutter.

Varenummer	Type	Kartonstr.	Pris pr. test v/ karton
0010.0230	Kassette	20 tests	5,85 kr.
0010.0231	Teststrimler	20 tests	2,29 kr.

WiduMed urinstix

Urinsteststrimler til undersøgelse for leukocytter, nitrit, hæmoglobin, protein, glukose, methylketon, pH, massefylde, bilirubin og urobilinogen.

✓ Certificeret og løbende kontrolleret i henhold til DIN EN ISO 13485:2003

Varenummer	Kartonstr.	Pris pr. test v/ karton
0010.0204	100 tests	1,32 kr.



BEST-SELLER



Thermocult® dyrkningsovn og hylde

Robust og pålidelig dyrkningsovn fra Thermocult®. Fastindstillet temperatur på 35 °C (±2 °C nøjagtighed) og med mulighed for justering. Dyrkningsovnen har et indbygget kontroltermometer og termostat-kontrollampe. Hylde til Thermocult® dyrkningsovn hæver dyrkningsmedierne over ovnbunden for optimale dyrkningsbetingelser.

- ✓ Få GRATIS hylde (varenummer 1591.2001) ved køb af Thermocult® dyrkningsovn



Go' pris

Varenummer	Beskrivelse	B x H x L cm (indre mål)	Pris pr. stk.
1591.2000	Thermocult® dyrkningsovn	21,0 x 14,5 x 11,0	1.661 kr.
1591.2001	Hylde t/ Thermocult® dyrkningsovn	-	GRATIS v/ køb af Thermocult® dyrkningsovn

Uricult® dipslides

Uricult® dipslides til påvisning af urinvejsinfektioner. Den ene side af sliden er pålagt CLED-agar til dyrkning af stort set alle typer bakterier. Den anden side er pålagt MacConkey-agar til påvisning af gramnegative bakterier. Uricult® plus dipslides er desuden pålagt et felt med Enterokok-agar, som giver sortfarvning af eventuelle E.coli-kolonier. 10 stk. pr. pakke.

Varenummer	Beskrivelse	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
0010.0207	Uricult®	10	68 kr.
0010.0208	Uricult® plus	10	72 kr.



SARSTEDT

Sarstedt Urin-Monovette®

Urin-Monovette® til hygiejnisk og brugervenlig håndtering af urinprøver til analyse. Urin-Monovetten® er velegnet både til indsamling og transport af teststrimler og analyser og fungerer samtidig som et centrifugerør til sedimentering (400 x g/5 min. ved 20 °C).

Urin-Monovetten® fås med borsyre, der er særlig velegnet til forsendelse af urin, da borsyren stabiliserer prøven i op til 48 timer, uden at den skal på køl.

- ✓ Lot-nr. IVD- og CE-mærket



Det er enkelt



Varenummer	Beskrivelse	ml	Farvekode	L x Ø mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
10.252	Urin-monovette®	10	Gul	102 x 15	512	1,46 kr.
10.253	Urin-monovette® m/ borsyre	10	Grøn	102 x 15	512	3,02 kr.

Parafilm® forseglingsfilm og dispenser

Vandtæt, fleksibel og gaspermeabel forseglingsfilm, der bl.a. er velegnet til forsegling af petriskåle.

Varenummer	Beskrivelse	B mm x L m	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1674.0050	Parafilm®	50 x 75	12	191,29 kr.
1674.0100	Parafilm®	100 x 38	12	155,04 kr.
1674.1001	Dispenser	-	1	244,13 kr.
1674.1005	Ekstra blade t/ dispenser (pakke á 5 stk.)	-	1	39,37 kr.




Favorit



Udstrygningsspatler

Gammasteriliserede udstrygningsspatler - også kaldet Drigalskispatler - fremstillet i polystyren.

Varenummer	Pakning	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
86.1569.001	4 stk./pose	500	1,71 kr.
86.1569.005	Enkeltvis	500	1,33 kr.



Godkendt til praksis

COM-TeX® nitrilhandsker

Vaskede undersøgelseshandsker uden pudder, der opfylder kravet om dokumenteret barriereegenskab, AQL < 1,5. Handskerne er fremstillet i hvid nitril, der gør det let at se, hvis handskenen bliver beskidt under brug. 100 stk. pr. æske.

✓ EN 455-certificeret. CE-mærket



Varenummer	Størrelse	Æskestr. stk.	Pris pr. æske	Pris pr. æske v/ køb af 10 æsker
0860.4063	S	100	41,90 kr.	33,53 kr.
0860.4064	M	100	41,90 kr.	33,53 kr.
0860.4065	L	100	41,90 kr.	33,53 kr.



Nitrilhandsken er et allergivenligt alternativ til latexhandsken, da nitril har samme barriereegenskab som latex, men er helt fri for det allergene latexprotein.

Lejepapir og -holder

Lejepapir i god kvalitet fremstillet af 100 % genbrugsmateriale.

Universalholder bestilles separat.
(varenummer 1108.5009)

Holderen monteres på undersøgelseslejet og passer til lejepapir med bredde 39-60 cm.

Varenummer	Beskrivelse	Bredde cm	Kartonstr. rulle	Pris pr. rulle v/ karton.
1108.5010	1-lags, 39 cm x 100 m	39	6	27,00 kr.
1108.5011	1-lags, 50 cm x 100 m	50	6	28,00 kr.
1108.5012	1-lags, 55 cm x 100 m	55	6	29,00 kr.
1108.5013	1-lags, 59 cm x 100 m	59	6	31,00 kr.
1108.5020	2-lags, 39 cm x 50 m	39	9	15,87 kr.
1108.5021	2-lags, 50 cm x 50 m	50	9	19,04 kr.
1108.5022	2-lags, 55 cm x 50 m	55	9	20,97 kr.
1108.5023	2-lags, 59 cm x 50 m	59	9	21,87 kr.
1108.5060	Lejepapir, 50 cm x 50 m, Plastcoated bagside	50	6	49,00 kr.

NYHED
Fås nu også
med plastic-
bagside



Bestseller



Medichem® AF desinfektionspray

Desinfektionsmiddel AF fra Medichem® til hurtig desinfektion og rengøring af de fleste overfladetyper. Kan anvendes i medicinsk praksis, hvor hurtig desinfektion er påkrævet. Produktet har et bredt virkningsspektrum overfor bakterier, svampe og vira og er samtidig hudvenlig og med en behagelig frisk duft. Produktet er fri for aldehyd og phenol og overholder de tyske retningslinjer for arbejdssikkerhed (TRGS 540/525). Klar farveløs opløsning, der ikke efterlader misfarvninger. Velegnet til desinfektion af bl.a. slanger og sonder. Sprayhoved bestilles separat.

- ✓ Virkningsspektrum: Baktericid, inkl. MRSA, tuberkulocid, levurocid, HBV/HIV/HCV/BVDV, vaccinia-, rota-, adeno- og norovirus (FCV)

Varenummer	Beskrivelse	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1108.0012	Desinfektionsmiddel AF, 500 ml	10	28,70 kr.	24,60 kr.
1108.0013	Desinfektionsmiddel AF, 1000 ml	12	49,00 kr.	32,00 kr.
1108.0014	Desinfektionsmiddel AF, 5000 ml	3	180,00 kr.	166,00 kr.
1108.0032	Sprayhoved, t/ 500 ml flasker	1	26,65 kr.	26,65 kr.
1108.0033	Sprayhoved, t/ 1000 ml flasker	10	26,65 kr.	24,60 kr.




Info

Spray overfalden med 30 cm afstand. For den ønskede effekt overholdes eksponeringstiden for produktet. Tør herefter over med en ren engangserviet.

Opkastpose

Hygiejnisk opkastpose til engangsbrug. Opkastposen er designet til at minimere risikoen for stænk og infektion samt minimere mængden af vasketøj og rengøring.

Varenummer	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
1108.2675	50	105,54 kr.



Tungespatler

Tungespatler fremstillet i træ til halsundersøgelser. Tungespatlernes glatte udførsel gør dem velegnede til brug ved fx mund- og svælginspektion. 100 stk. pr. pakke.

Varenummer	Længde mm	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
1942.1640	150	100	12 kr.



Tilbud



WISPY® vatpinde og podepinde

Medicinske vatpinde med træskaft, der er velegnede til fjernelse af fremmedlegeme ved øjne eller til sårplejeprocedurer m.v. Vathovedet har en regelmæssig overflade og god sugsevne.

Fås med lille eller stort hoved i pakker á hhv. 100 og 50 stk.

Den sterile vatpind er velegnet til brug ved sårpleje samt i situationer, hvor sterilprocedurer skønnes hensigtsmæssige. Individuelt indpakket. 100 stk. pr. pakke.

Podepinde uden vat til fx mundpleje. 1.000 stk. pr. pakke.

Varenummer	Beskrivelse	Længde mm	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
2270.4030	Vatpind m/ lille hoved	150	100	3,84 kr.
2270.0893	Vatpind m/ stort hoved	150	50	4,20 kr.
2270.0194	Steril vatpind m/ lille hoved	150	100	52,50 kr.
2270.4032	Podepinde u/ vat	150	1.000	50,79 kr.



EKG-elektroder med bananstik

EKG-skumelektroder med bananstik til engangsbrug. EKG-elektroderne anvendes til voksne og er med god hæfte- og signalledningsevne. Ved sart hud anbefales brug af kontaktcreme (varenummer 0015.0221).

Varenummer	Beskrivelse	Ø mm	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
0015.0231	Bananstikelektrode, 4 mm	50	30	0,84 kr.

Go' pris

Orchid Spec engangsvaginalspekler

Sterile engangsvaginalspekler fremstillet i transparent plastik.
Farvekodede størrelser for hurtigere identifikation af den rigtige størrelse.
Patientvenligt design med store runde kanter og sikker låsemekanisme.
Udviklet og testet i samarbejde med hollandske hospitaler.
Individuelt indpakkede. 100 stk. pr. pakke.

Varenummer	Størrelse	Farve	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton.
0016.9713	XSS	Gul	100	3,03 kr.
0016.9714	XS	Hvid	100	3,03 kr.
0016.9715	S	Blå	100	3,03 kr.
0016.9716	M	Rød	100	3,03 kr.
0016.9717	L	Grøn	100	3,03 kr.

**Bedst
i test**



- ✓ Over 50 % af alle hollandske hospitaler benytter Orchid Spec fra Bridea Medical
- ✓ Vinder af Red Dot design award 2013

Legetøj

Legetøj til afledning og trøst.
Vælg mellem legetøjsarmringe,
glitterdyr, hoppebolde eller trolde
til både piger og drenge.

Varenummer	Beskrivelse	Pakkestr. stk.	Pris pr. pakke
8900.9010	Legetøjsarmringe i ass. neonfarver, Ø 5,7 cm	200	262 kr.
8900.9011	Glitterdyr i plast, krybdyr, str. 3,5-6,0 cm	100	237 kr.
8900.9012	Hoppebolde i ass. farver, Ø 27 mm	250	388 kr.
8900.9013	Trolde m/ hår og diamant, H 2,5 cm	144	655 kr.



Få FRI FRAGT på dine ordrer




Opret fast leveringsaftale med Hounisen i-praksis, og få dine varer GRATIS leveret på valgfri adresse i Danmark.

- ✓ Du får ekstra rabat på dine indkøb, da vi kan forhandle bedre priser hjem til dig, når vi kender bestillingmængden.
- ✓ Du kan få faste leverancer hver uge, hver måned, hvert halve eller hele år - fuldstændig som du ønsker det.
- ✓ Du sparer lagerplads, da vi opbevarer varerne for dig på vores danske varelager, indtil du får brug for dem.

Skal vi regne ud, hvor meget du kan spare?

Send os en liste over dine forbrugsartikler - så giver vi et uforpligtende tilbud.

Ring 86 21 08 00 eller skriv til salg@hounisen.com og få et skræddersyet leveringstilbud tilpasset dine behov.



HOUNISEN i-praksis

www.hounisen.com/i-praksis eller tlf. 86 21 08 00



Salgs- og leveringsbetingelser

Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S.

Alle priser er eksklusive moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr.

Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com/i-praksis for at bestille varer.

Priserne gælder frem til 31/10-2018, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.