

# KAUTEX® 310

## BRED HALS, FIRKANTEDE

Kautex® 310 flaskerne er firkantede med bred hals og rund åbning. De er \*UN-godkendt til transport af faststof med et af de passende låg, som ses i skemaet.

Hounisen varennummer	Flaskestørrelse	Skruelåg Sort, PE-indlæg	Skruelåg Blå, låsering	Skruelåg Rød, PE-indlæg, låsering	Skruelåg til 310-w
					
0657.0050 *	50 ml			0657.0161	
0657.0075	100 ml	0657.0177	0657.0190	0657.0162	
0657.0100	250 ml	0657.0178	0657.0150	0657.0165	
0657.0110	250 ml hvid				
0657.0115	500 ml	0657.0179	0657.0155	0657.0170	
0657.0120	500 ml hvid				
0657.0125	1000 ml				
0657.0130	1000 ml hvid				
0657.0135	1500 ml	0657.0180	0657.0160	0657.0175	
0657.0140	2500 ml				
0657.0145	4000 ml				
0657.1000 *	1000 ml riller				0656.3000

## Beskrivelse

### Materiale HD-PE

HD-PE (High density polyethylen) er stift og meget brudfast. Høj modstand for Vand, vandige opløsninger og de fleste kemikalier. Fremragende vanddampthæthed.

### Låsering

Med låsering kan du se, når flaskens åbning har været brudt efter første lukning.

### PE-indlæg

Sikrer ekstra tæt lukning af flasken, idet PE-skumindlægget tætnet mellem låg og flaske.

## UN-GODKENDT \*

til transport af faststof, med et af de i skemaet tilhørende låg.

\* gælder ikke 50 ml  
1000 ml m riller

Kautex bruger ikke GL standardmål på skruelåg og flasker til skruelåg, de har deres egne låg til egne flasker.

\* UN-godkendelsen gælder ikke for 50 ml flasken, samt 1000 ml med riller.

**Hounisen Laboratorieudstyr A/S**

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com

www.hounisen.com

