



Hounisen Laboratorieudstyr er din leverandør af artikler til det daglige forbrug i laboratoriet.

Vi finder altid den bedste løsning, hvor pris og kvalitet hænger sammen.

Vi tilbyder dag-til-dag levering på dine forbrugsvarer fra vores store lagerhal i Danmark.



Laboratorieudstyr

Tilbudssavis

Nr. 1 - 2018

Sarstedt kuvetter med 4 optiske sider

Engangskuvetter med 4 optiske sider, der er velegnede til fluorescensmålinger. Kuvetterne er fremstillet i polystyren (PS) eller akryl (PMMA):

Polystyren (PS):

Kan benyttes ned til 330 nm, med 70-80 % spectral transmission ved 334 nm

Akryl (PMMA):


Kan bruges ned til 300 nm, med 80-90 % spectral transmission ved 334 nm

Markedets
klareste
kuvetter



SARSTEDT

Varenummer	Materiale	nm	Prøvevolumen ml	B x H mm	Lysvejshøjde mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
67.754	Polystyren (PS)	330	4	12 x 45	10	2.000	0,69 kr.
67.755	Akryl (PMMA)	300	4	12 x 45	10	2.000	0,72 kr.




Nyhed

NanoCuvette™ One

Kuvette med nanosensor til måling af Refraktiv Indeks (RI) og Absorbans (ABS). Målingerne foretages på samme væske i samme kuvette ved hjælp af et standard spektrofotometer, hvorved kalibrering og rengøring af et refraktometer undgås. Mulighed for flergangsbrug alt efter applikation. Gratis brugervenligt software medfølger. Værdierne overføres til Excel eller andet databehandlingsprogram. 10 stk. pr. karton.

- ✓ Kompatibel med alle spektrofotometre
- ✓ RI måles ved 589 nm og ABS ned til 334 nm
- ✓ Inkl. gratis software til dataoverførsel

Varenummer	RI nm	ABS nm	Kartonstr. stk.	Pris pr. karton	Pris pr. karton v/ 10 kartoner
0010.0103	589	334	10	749 kr.	699 kr.



NY WEBSHOP HOUNISEN.COM

Besøg Hounisens nye webshop - nu med endnu flere fordele til dig

- ✓ Personlige priser
- ✓ Se ordrehistorik
- ✓ Genbestil tidligere ordrer
- ✓ Lav din egen favoritliste

Vi hjælper dig gerne med en hurtig og let konvertering.
Send en varelister til salg@hounisen.com - så opretter vi en favoritliste til dig med dine foretrukne forbrugsartikler.



Sarstedt forsendelsesrør H 126 x Ø 30 mm

Forsendelsesrør, der bl.a. passer sammen med Sarstedt rør og S-Monovetter® med Ø 11-17. Rørene er fremstillet af polypropylen og kan autoklaveres ved 121 °C. Fås med og uden sugeindlæg.

Varenummer	Varenavn	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/karton
78.896	Rør u/sugeindlæg	250	1,31 kr.
78.898	Rør m/sugeindlæg	250	1,90 kr.
65.679	Skruelåg, LD-PE	250	0,54 kr.
78.670	Sugeindlæg, kapacitet 11 ml	2.000	0,45 kr.

Sarstedt forsendelsesrør H 85 x Ø 30 mm

Forsendelsesrør, der bl.a. passer sammen med 8 ml Sarstedt rør og fæcesrør med Ø 20. Rørene er fremstillet af polypropylen og kan autoklaveres ved 121 °C. Fås med og uden sugeindlæg.

Varenummer	Varenavn	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/karton
78.890	Rør u/sugeindlæg	500	1,18 kr.
78.892	Rør m/sugeindlæg	500	1,59 kr.
65.676	Skruelåg, LD-PE	500	0,58 kr.
78.684	Sugeindlæg, kapacitet 9 ml	2.000	0,63 kr.



UN3373-godkendte forsendelsesrør fra Sarstedt

Forsendelsesrørene er trykprøvede og lækagetestede ved 95 Pa og opfylder kravene i forsendelsesforskrifterne P650 og UN3373.

Rørene er ideelle som sekundær emballage kombineret med et absorberende sugeindlæg.



Beskyt prøven


Boblekuverter

Hvide kuverter foret med beskyttende boblefolie, der absorberer stød under transport.

Boblekuverterne har påtrykt teksten "Biologisk stof - Kat. B UN3373" og et UN3373-symbol.

Kuverterne har en skrivbar overflade og lukkes nemt med selvklæbende tape på lukningen.

Varenummer	Størrelse mm	Pakkestr. stk.	Pris pr. stk. v/ pakke
1685.1116	110 x 160	100	2,27 kr.
1685.1826	180 x 260	100	3,09 kr.
1685.2433	240 x 330	50	3,99 kr.



Sarstedt serumpipetter

Serumpipetter fremstillet i miljøvenligt LD-PE-termoplast med fleksible pipettebolde, der ikke belaster fingrene.

Serumpipetterne fås i flere størrelser og typer samt med forskellige gradueringer.

De kan bestilles i almindelig eller steril indpakning.

- ✓ Godkendt til fødevarer ifølge Commission Regulation (EU) No 10/2011
- ✓ CE-mærkede

Varenummer	Type	mm	ml	Dråbestr. μ l	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
86.1174	A	152	6,0	40-55	1.600	0,35 kr.
86.1171	B*	155	3,5	35-55	2.000	0,17 kr.
86.1172	C*	156	3,5	30-45	2.000	0,18 kr.
86.1173	D	155	3,5	30-45	2.000	0,25 kr.
86.1175	E*	146	6,0	20-30	1.600	0,35 kr.
86.1176	F	154	2,0	35-45	3.000	0,35 kr.
86.1180	H	104	1,0	17-22	3.000	0,35 kr.
86.1179	I	87	1,0	30-45	3.000	0,32 kr.

* Type B, C og E kan bestilles i steril udgave. Type C og E fås som sterile, enkeltpakkede, eller sterile, pakket i poser á 10 stk.




Bestseller

Sarstedt Gelloader pipettespidser

Gelloader pipettespidser fremstillet i polypropylen (PP), der kan auto-klaveres ved 121 °C. Pipettespidserne har lange kapillarspidser, der er velegnede til at loade prøver i agarose- eller SDS-geler.

Varenummer	μ l	Pakkestr. stk./pose	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
70.1190.100	200	96	960	0,76 kr.




Sarstedt Low Retention pipettespidser

Low Retention pipettespidser er designet til viskøst materiale, da den optimerede inderside øger udskillelsen af prøvemateriale, så selv den mindste dråbe prøvemateriale kommer med. Pipettespidserne er fremstillet i polypropylen (PP) og fås med og uden filter i polyethylen (PE). Low Retention pipettespidser med filter er Biosphere® plus-certificerede:

- ✓ Steril ifølge ISO 11135
- ✓ DNA-, DNase-, RNase-, ATP- og pyrogenfri
- ✓ Fri for PCR inhibitorer

Varenummer	μ l	Beskrivelse	L mm	Pakkestr. stk./rack	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
70.1130.105	0,1-10	Uden filter	31	96	1.920	0,34 kr.
70.1114.105	0,1-20	Uden filter	46	96	1.920	0,34 kr.
70.760.107	2-200	Uden filter	51	96	1.920	0,34 kr.
70.762.105	50-1.000	Uden filter	72	100	1.000	0,34 kr.
70.1130.215	0,1-10	Steril, Biosphere® plus, med filter	31	96	1.920	0,45 kr.
70.1114.215	0,1-20	Steril, Biosphere® plus, med filter	46	96	1.920	0,45 kr.
70.760.219	2-20	Steril, Biosphere® plus, med filter	51	96	1.920	0,45 kr.
70.760.216	2-200	Steril, Biosphere® plus, med filter	51	96	1.920	0,45 kr.
70.762.216	50-1.000	Steril, Biosphere® plus, med filter	72	100	1.000	0,45 kr.





Nyt navn - samme uovertrufne kvalitet
 DURAN®, WHEATON® og KIMBLE® hedder nu DWK Life Sciences, der er verdens førende producent af ISO-certificerede kvalitetsglas med høj produksikkerhed.



DURAN® Erlenmeyerkolber

Koniske kolber med smal hals fremstillet i Borosilikat 3.3, der kan autoklaveres ved 121 °C. Fås i størrelser fra 25-5.000 ml.

Mulighed for udskrivning af online batch-certifikat, da hver flaske er forsynet med en unik Retrace Code. Kan bestilles med bred hals og med bafler.

✓ ISO 1773-certificeret


Varenummer	ml	Hals Ø mm	H mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1110.0100	100	22	105	10	28,92 kr.
1110.0250	250	34	145	10	30,78 kr.
1110.0500	500	34	180	10	39,78 kr.
1110.1000	1.000	42	220	10	67,50 kr.

Steriplan® petriskåle i glas

Runde petriskåle fremstillet i soda-lime glas (hydrolytisk Klasse III) med låg. Kan autoklaveres ved 121 °C.

Petriskålene fås også i modellen DUROPLAN®, der er fremstillet i DURAN® Borosilikatglas 3.3.

Varenummer	Ø mm	H mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
1678.0412	40	12	10	7,62 kr.
1678.0615	60	15	10	7,62 kr.
1678.0815	80	15	10	7,98 kr.
1678.1001	100	15	10	8,64 kr.
1678.1202	120	20	10	13,56 kr.
1678.1502	150	25	10	21,36 kr.
1678.1803	180	30	10	44,10 kr.
1678.2003	200	30	10	58,44 kr.



Firkantede DURAN® flasker

Spar plads og penge med firkantede DURAN® flasker, der mindsker omkostninger til bl.a. opbevaring og sterilisation, da flaskerne kan stables og stå helt tæt i skabe, autoklaver m.v. Den firkantede form giver et bedre greb om flaskerne for øget sikkerhed i laboratoriet. Flaskerne leveres med blå skruelæg og hældering i polypropylen (PP).

Kan autoklaveres ved 121 °C. Mulighed for udskrivning af online batch-certifikat, da hver flaske er forsynet med en unik Retrace Code. Fås i størrelser fra 100-1.000 ml.

Varenummer	ml	H mm	Gevind	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0611.0100	100	109	GL 32	10	37,20 kr.
0611.0250	250	143	GL 45	10	42,12 kr.
0611.0500	500	181	GL 45	10	52,92 kr.
0611.1000	1.000	222	GL 45	10	74,94 kr.

DURAN® sugokolber

Vakuumfast konisk sugokolbe med glasstuds. Sugokolben har tykke vægge, der gør den velegnet til separationer og vakuumsfiltrering. Kan autoklaveres ved 121 °C. Fås i størrelser fra 100-2.000 ml.

✓ ISO 6556-certificeret




Varenummer	ml	H mm	Hals Ø mm	Pris pr. stk.
1150.0100	100	105	24	135,24 kr.
1150.0250	250	155	34	158,10 kr.
1150.0500	500	185	34	176,04 kr.
1150.1000	1.000	230	45	225,78 kr.
1150.2000	2.000	255	60	593,94 kr.

Sprøjteflasker

Sprøjteflasker fremstillet i LD-PE med farvekodet bred hals.

Sprøjteflaskerne kan bestilles med et patenteret DripLok® system, der forhindrer dryp fra flasken. Fås også med blanke skrivefelter.



Varenummer	Beskrivelse	ml	Tekst	Farvekode	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0662.0537	Med DripLok®	500	Acetone	Rød	5	28 kr.
0662.0541	Med DripLok®	500	Ethanol	Orange	5	28 kr.
0662.0550	Med DripLok®	500	Blank skrivefelt	Hvid	5	28 kr.
0661.0536	Uden DripLok®	500	Vand	Hvid	5	24 kr.
0661.0537	Uden DripLok®	500	Acetone	Rød	5	24 kr.



SARSTEDT

Sarstedt MegaBlock®

MegaBlock® med 96 brønde fremstillet i polypropylen (PP). Vælg mellem rund eller firkantet brøndform. Kan autoklaveres ved 121 °C.

✓ RNase-/DNase-, endotoksin- og DNA-fri

Varenummer	ml pr. brønd	Brøndform	L x B mm	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
82.1971.002	1,2	Rund	127,00 x 85,00	32	22 kr.
82.1972.002	2,2	Firkantet	127,76 x 85,00	32	28 kr.



KAUTEX

A Textron Company

Kautex® 303 LD-PE-flasker med vid hals

Fleksible, fødevaregodkendte Kautex® 303 flasker fremstillet i LD-PE. Den store halsåbning gør flaskerne nemme at påfylde og rengøre. Fås i størrelser fra 50-2.000 ml. Låg bestilles separat. Varenummer 0658.0100 leveres inkl. låg.

Varenummer	Beskrivelse	ml	Hals Ø mm	Farve	Kartonstr. stk.	Pris pr. stk. v/ karton
0658.0100	Kautex® 303 flaske m/ skruelåg	100	23,8	Brun	20	9,50 kr.
0656.0100	Kautex® 303 flaske	100	23,8	Neutral	10	5,65 kr.
0656.0250	Kautex® 303 flaske	250	30,8	Neutral	10	7,10 kr.
0656.0500	Kautex® 303 flaske	500	39,2	Neutral	10	11,47 kr.
0656.1000	Kautex® 303 flaske	1.000	50,0	Neutral	10	20,77 kr.
0656.2990	Skruelåg t/ 100 ml	-	-	Neutral	10	2,03 kr.
0656.2993	Skruelåg t/ 250 ml	-	-	Neutral	10	3,49 kr.
0656.3000	Skruelåg t/ 500 ml	-	-	Neutral	10	5,25 kr.
0656.3003	Skruelåg t/ 1.000 ml	-	-	Neutral	10	7,58 kr.

Hals Ø mm = indre diameter



SARSTEDT

Sarstedt D17 S-Monovette® racks

S-Monovette® racks fremstillet i polypropylen (PP) med pladsbesparende stabelrand.

Stativerne har plads til 50 rør (5 x 10 huller) og passer til rør med Ø op til 16,8 mm.

Kan autoklaveres ved 121 °C.

Varenummer	Farve	Til rør op til Ø mm	L x B x H mm	Pris pr. stk.
93.852.169	Violet	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.
93.852.170	Hvid	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.
93.852.171	Rød	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.
93.852.172	Gul	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.
93.852.173	Grøn	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.
93.852.174	Blå	16,8	209 x 109 x 45	112 kr.



Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser

Alle priser er angivet pr. stk., ekskl. moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr.

Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg

hounisen.com

for at bestille varer.

OBS! Oplys, at det er et avistilbud, når du bestiller.

Priserne gælder t.o.m. 15/4 2018, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.



HOUNISEN

-fordi det er enkelt!