

UNDERSÖKNINGSBRITS STANDARD, ELEKTRISK

Artikelnummer: 4-911

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av undersökningsbriter. Från enklare standardbriter till modeller med elektrisk reglering av höjd och rygg, alla paketerade för att göra det enkelt att välja rätt brits för just ditt behov. Dessutom har vi utvecklat specialbriter, bland annat för ultraljudsundersökning av hjärtat. Höjjusteringen på alla våra briter sker alltid rakt upp och rakt ner, vilket gör att de med fördel kan placeras mot en vägg. Våra hjul är av högsta kvalitet och gör att briter rullar lätt och blir enkla att manövrera. Välj mellan ett stort urval av klädsfärger.

ELEKTRISK STANDARDBRITS MED EXTRA LÅG HÖJD

En gedigen brits med full stabilitet, oavsett hur patienten sitter eller ligger. Den elektriska höjregleringen via fotpedalen sker rakt upp och rakt ner, vilket gör att briter med fördel kan placeras mot en vägg. Höjden är väl tilltagen både i lägsta och högsta läget. Det innebär enklare i- och urstigning för patienten, samtidigt som du alltid får en bra arbetsställning. Ryggen justeras med gasfjäder.

Britsen är utrustad med fyra låsbara hjul, är lätt att fälla till chockläge och har en kroppsformad design. Välj mellan 14 olika klädsfärger.

Andningshål och sidogrindar finns som tillval.



MD

UNDERSÖKNINGSBRITS STANDARD, ELEKTRISK

EGENSKAPER

Elektrisk höj-/sänkbar

Extra låg höjd

Gasfjäderreglerad rygg

Fyra låsbara hjul

Gasfjäderreglerat chockläge

Pappershållare

Stabil i alla lägen

Brett urval av klädsfärger

SPECIFIKATION

Patientvikt 200 kg

Längd 2000 mm

Bredd 700 mm

Höjd 450-950 mm

Chockläge 11°

Vikt 72 kg

KLÄDSLAR



Evida Cream



Evida Concrete



Evida Stone
Blue



Evida Royal



Evida
Anthracite



Evida Black



Evida Smoke



Evida Merlot



Evida Marsala



Evida Atoll



Evida Birch



Evida Dark
Moss



Evida Sage



Evida Reed



Illusion White



Illusion Beige



Illusion Dark
Camel



Illusion Light
grey



Illusion Stone



Illusion Black



Illusion Baby
Blue



Illusion Ciel



Illusion Marine



Illusion Blue



Illusion Dark
Green



Illusion Purple



Illusion Cherry



Illusion
Bordeaux

Beställ gärna kostnadsfria färgprover

TILLVAL

Andningshål	4-657
Annan bredd (80 cm)	4-625
Förvaringskorg till undersökningsbrits, fabriksmonterad	4-674
Sidogrindar/par. Fabriksmonteras.	4-661