

Kompatibilitet

boso blodtryksapparater/manchetter

Blodtryksapparat	Denne manchet følger med ved køb af apparatet	Disse manchetter passer også til apparatet
medicus exclusive 0011.0013	22-42 cm 0011.0023	XS 16-22 cm 0011.0020 22-32 cm 0011.0022 XL 32-48 cm 0011.0021
medicus prestige S 0011.0011	22-42 cm 0011.0023	XS 16-22 cm 0011.0020 22-32 cm 0011.0022 XL 32-48 cm 0011.0021
medicus vital 0011.0003	22-42 cm 0011.0023	22-32 cm 0011.0022 XL 32-48 cm 0011.0019
medicus vital XL 0011.0003	XL 32-48 cm 0011.0019	22-32 cm 0011.0022 22-42 cm 0011.0023
medicus uno 0011.0010	22-32 cm 0011.0022	XL 32-48 cm 0011.0019
medicus X 0011.0004	22-32 cm 0011.0022	XL 32-48 cm 0011.0019

Tallene 0011.00xx refererer til Hounisens varenumre, som anvendes i vores webshop www.hounisen.com